



Be Right™



Réactif tampon pour l'hexaméthylènetétramine, 100 coussins de poudre

Réf. produit:

2603999

Dangereux

EUR Prix:
Disponible

Nous contacter



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination d'aluminium à l'aide de la méthode ECR. Pour échantillons de 20 ml

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Eriochrome Cyanine R
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8326
Paramètres:	Aluminium
Plage de mesure:	0,002 - 0,250 Al
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 paquet