



Be Right™



## Kit de réactifs pour le potassium, 0,1-7,0 mg/l K

Réf. produit:

2459100

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactifs en poudre et solution de réactif en sachets hermétiques pour la détermination du potassium par la méthode du tétraphénylborate. Pour échantillons de 25 ml ; paquet de 100.

Kit réactifs pour détermination du Potassium par méthode Tétraphénylborate. Méthode Hach 8049. Echelle : 0.1 - 7.0 mg/L K. Le kit inclut : Kit réactifs Potassium 1 en sachets de poudre, réactif Potassium 2 en sachets et réactif Potassium 3 en sachets de poudre pour 100 tests.

### Caractéristiques

Description:	Kit de réactifs pour le potassium
Instrument:	Sauf DR/800, PC II
Intervalle d'entretien:	55 mois
Nom de la méthode:	Tétraphénylborate
Nombre de tests:	100
Notes spéciales:	Contenu du kit : sachets de poudre de réactif pour le potassium 1 (1432198), sachets de poudre de réactif pour le potassium 2 (1432298), sachets de poudre de réactif pour le potassium 3 (1432399)
Numéro de méthode:	8049
Paramètres:	Potassium
Plage de mesure:	0,1 - 7,0 mg/L K
Plateforme:	Sachets de poudre