



Be Right™



Cartouche Hydroxyde de Sodium 1.600 N

Réf. produit:

1437901

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Solution titrante pour Titration Acide Base (1-10 meq/l d'acide) et détermination de l'Acidité (100-4000 mg/l CaCO₃)

Pour la détermination de l'acidité par le titrateur digital, de 100 - 4000 mg/L CaCO₃

Des résultats précis - quand et où vous en avez besoin

Les méthodes avec titrateur digital intègrent des instruments et cartouches de titrant concentré, permettant l'analyse en laboratoire, en station ou sur le terrain.

Rapide et souple

Cartouches interchangeables permettant le remplacement du titrant en quelques secondes. Pas de burette à nettoyer ou à rincer.

Versatile

Plus de 50 combinaisons de paramètres / échelles disponibles

Economique

Des titrants concentrés permettant de réaliser de 40-100 titrations classiques par cartouche.

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Nom de la méthode:	Fenolftaleína
Nombre de tests:	40 - 100
Numéro de méthode:	8233 (Base)
Paramètres:	Acidité
Plage de mesure:	1 - 4000 mg/L CaCO ₃
Plateforme:	Titrateur digital
Titrant:	1.600 N NaOH