



Be Right™



Solution étalon d'acide sulfurique, 0,035 N, 100 mL

Réf. produit:

2349732

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Pour la détermination de l'alcalinité à l'aide d'un kit de test de titrage au comptage de gouttes. Flacon compte-gouttes gradué de 100 mL (MDB).

Caractéristiques

Concentration:	0,035 N
Description:	Solution étalon à l'acide sulfurique, 0,035 N, 100 ml MDB
Paramètres:	Alcalinité
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	ml