



Be Right™



Cartouche Acide Sulfurique pour titrateur, 0.1600 N

Réf. produit:

1438801

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Solution titrante prête a l'emploi pour la détermination de l'Alcalinité et Alcalinité Totale, 10-160 mg/L CaCO₃

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Nom de la méthode:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Nombre de tests:	40 - 100
Numéro de méthode:	8203
Paramètre:	Alcalinité, Total
Paramètres:	Alcalinité
Plage de mesure:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Plateforme:	Titrateur digital
Titrant:	0.1600 N H ₂ SO ₄