



Be Right™



Sachets de poudre de réactif, chlore total à la DPD, acide, 5 mL, paquet de 1 000

Réf. produit:

1407628

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Réactif en poudre en sachets hermétiques pour la détermination du chlore total jusqu'à 3,5 mg/L de Cl₂. Pour échantillon de 5 mL.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	DPD
Nombre de tests:	1000
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	1000 pqt