



Be Right™



Sachets de poudre réactif Chlore libre, DPD (pqt/50)

Réf. produit:

2197846

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



A utiliser avec les kits de test visuel Chlore jusqu'à 3,5 mg/L Cl₂. Pour des échantillons de 5 mL.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	DPD
Nombre de tests:	50
Paramètres:	Chlore libre
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	50 pqt