



Be Right™



Kit de réactifs pour le dioxyde de chlore, 0,04-5,00 mg/l ClO₂

Réf. produit:

2770900

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Pour la détermination du dioxyde de chlore, méthode DPD/Glycine. Pour échantillon de 10 ml.

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	Tous
Nom de la méthode:	DPD/Glycine
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	10126
Paramètres:	Dioxyde de chlore
Plage de mesure:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂