



Be Right™



Solution tampon Dureté 1, pH 10,1 ± 0,1 à 20 °C, 500 mL MDB

Réf. produit:

42449

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Livraison en 1 semaine



Pour titrations de la dureté avec un pH 10,1 ± 0,1 à 20 °C.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	EDTA Titration
Nombre de tests:	50
Numéro de méthode:	8213, 8226
Paramètres:	Dureté
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	500 ml