



Be Right™



Solution tampon Sulfate, 500 mL

Réf. produit:

45249

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Pour la détermination de détergents (type test lab Sulfate, pH $2,0 \pm 0,1$ après 1:30 dilution), 0,002 - 0,275 mg/L LAS, et Selenium, 0,01 - 1,00 mg/L Se.

Caractéristiques

Nombre de tests:

50

Plateforme:

Solution

Volume / taille du carton:

500 mL 500 ml