



Be Right™



Kit de réactifs pour le formaldéhyde Kit de réactifs pour le formaldéhyde, 3-500 µg/l CH₂O

Réf. produit:

2257700

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Demander un délai de livraison



Pour la détermination du formaldéhyde, méthode colorimétrique.

Kit de réactifs pour le formaldéhyde, méthode colorimétrique MBTH. Plage basse, 3-500 ug/l. 100 tests.

Caractéristiques

Instrument:	Sauf DR/800, PC II
Nom de la méthode:	MBTH
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8110
Paramètres:	Formaldéhyde
Plage de mesure:	3 - 500 µg/L CH ₂ O