



Be Right™



## COT (méthode de purge) TNT, 0,3 - 150 mg/L C

Réf. produit:

2760345

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

### Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

### Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

---

## Caractéristiques

Digestion nécessaire:	Oui
Nom de la méthode:	Direct
Nombre de tests:	25 - 50
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	10129
Paramètres:	Carbone organique total
Plage de mesure:	0,3 - 20,0 mg/L C
Plateforme:	Test 'N Tube