



Be Right™



## Kit de réactifs, sulfite, titrateur numérique

Réf. produit:

2272300

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible



Pour la détermination du sulfite, 4 - >400 mg/L SO<sub>3</sub>.

Pour la détermination du sulfite par titrage numérique à l'iodate-iodure, méthode Hach 8216. Plage : 4 à 400+ mg/L SO<sub>3</sub>. Le kit de réactifs comprend : Sachets de poudre de réactif pour l'oxygène dissous 3, cartouche d'iodate-iodure (0,3998 N) et témoin d'amidon. Environ 40 à 100 tests.

### Des résultats précis, où et quand vous en avez besoin

Les méthodes par titrateur numérique utilisent un appareil de distribution de grande précision, ainsi que des cartouches de solution titrée concentrée, permettant d'effectuer des analyses en laboratoire ou sur site.

### Rapide et flexible

Les cartouches remplaçables vous permettent de changer les solutions titrées en quelques secondes. Pas de nettoyage ou de rinçage des burettes.

### Polyvalent

Plus de 50 combinaisons de paramètres/plages disponibles

### Economique

Les solutions titrées concentrées permettent 40-100 titrages standard par cartouche.

---

## Caractéristiques

Nom de la méthode:	Iodate-Iodure
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8216
Plage de mesure:	4 - >400 mg/L SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>
Plateforme:	Titrateur digital