



Be Right™



Réactif Sulfure 2 (100 mL MDB)

Réf. produit:

181732

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible

Dangereux



Pour la détermination des Sulfures, 5-800 µg/L S²⁻. Bouteille à compte-gouttes graduée.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Bleu de methylene
Nombre de tests:	50
Numéro de méthode:	8131
Paramètres:	Sulfure
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	100 mL

Accessoires obligatoires

- Réactif Sulfure 1 (100 mL MDB) (Item 181632)