



Be Right™



## Solution étalon de couleur, 500 unités Pt/Co, 1 L

Réf. produit:

141453

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Livraison en 2 semaines



Etalon d'assurance qualité analytique (AQA) pour les mesures de couleur.

Pour le contrôle de la précision dans la détermination de couleur. 500 unités Platine-Cobalt units. 1 bouteille de 1 litre.

### Caractéristiques

Concentration:	500 unités Pt/Co
Description:	Solution étalon de couleur, 500 unités Pt/Co, 1 L
Paramètres:	Couleur
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	1 L 1