



Be Right™



Solution étalon de phosphate, 50 mg/L PO₄ (NIST), 500 mL

Réf. produit: 17149
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Etalon à paramètre unique pour l'assurance qualité analytique (AQA).

Caractéristiques

Concentration:	50 mg/L PO ₄
Description:	Solution étalon de phosphate, 50 mg/l PO ₄ (NIST) 500 ml
Paramètres:	Phosphate
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	500 mL 500