



Be Right™



Solution étalon de chlorure de sodium, 1990 µS/cm (NIST), 1 L

Réf. produit: 210553
EUR Prix: Nous contacter
Demander un délai de livraison

1000 µg/L NaCl. Pour les sondes de conductivité.

Egalement adapté à la normalisation des appareils de conductivité, µS/cm (µmhos/cm).

Caractéristiques

Concentration:	1990 µS/cm
Description:	Solution étalon de chlorure de sodium, 1000 µS/cm (NIST), (995 µg/l MTD, 1000 µg/l NaCl), 1 L
Paramètres:	Conductivité
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	1 L ml