



Be Right™



Solution étalon de sulfate, 50 mg/L SO₄ (NIST), 500 mL

Réf. produit: 257849
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Etalon à paramètre unique pour l'assurance qualité analytique (AQA).

Pour vérifier la précision des déterminations de sulfate

Caractéristiques

Concentration:	50 mg/L SO ₄
Description:	Solution étalon de sulfate, 50 mg/l SO ₄ (NIST), 500 mL
Paramètres:	Sulfate
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	500 mL 500