



Be Right™



Mélange d'étalon pour le contrôle qualité des paramètres (500 ml)

Réf. produit: 2833149
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Etalon de contrôle qualité (composés inorganiques des influents d'eaux usées) pour les paramètres d'ammoniac, nitrate, phosphate, DCO, sulfate et COT.

La solution étalon contient les concentrations suivantes:

- Ammoniac: 15 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
- Nitrate: 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
- DCO: 500 mg/L O_2
- Phosphate: 10 mg/L PO_4
- Sulfate: 400 mg/L SO_4
- COT: 161 mg/L C

Caractéristiques

Concentration:	COT 161 mg/L C
Description:	Etalon de contrôle qualité des composés inorganiques des influents d'eaux usées, 500 ml
Paramètres:	Mélange
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	500 ml