



Be Right™



Solution étalon de chlore, 50-75 mg/L Cl₂ (NIST)

Réf. produit: 1426810
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Étalon à paramètre unique pour l'assurance qualité analytique (AQA).

Pour le contrôle de précision dans la détermination du Chlore. Pack de 16 10-mL ampoules. Spécification de la concentration du lot affichée sur l'étiquette.

Contrôle de précision simple

Voluettes et étalons en ampoules PourRite sont réalisés afin de permettre le contrôle par ajout dosé dans les procédures Hach et les logiciels de photomètre. Utiliser une pipette Tensette pour ajout d'un volume précis afin d'obtenir le pourcentage de recouvrement, confirmant la performance du système analytique.

Réduire les déchets

Ouvrez une ampoule d'étalon fraîche pour chaque vérification de l'exactitude. Chaque ampoule contient assez d'étalon pour un contrôle et ajout dosé.

Des résultats fiables

Ampoules scellées afin d'éviter toute contamination accidentelle ou l'évaporation de solutions étalon.

Caractéristiques

Concentration:	50 à 75 mg/L Cl ₂
Description:	Solution étalon de chlore, 50-75 mg/l comme Cl ₂ , 10 ml, paquet de 16 (NIST)
Paramètres:	Chlore
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	paquet