



Be Right™



Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore PB, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Réf. produit: 2635300
EUR Prix: Nous contacter
Livraison en 1 semaine

Étalons en gel solides et prêts à l'emploi pour la vérification des instruments en laboratoire et sur le terrain.

Les kits d'étalons secondaires SpecCheck prêts à l'emploi incluent quatre cellules de 10 mL (1 pouce) en verre hermétiques avec un blanc et trois étalons différents dans la plage de mesure typique, des instructions, une mallette en plastique et un certificat d'analyse.

Les étalons SpecCheck sont formulés par ordinateur et possèdent une durée d'utilisation de deux ans à compter de la date de fabrication.

Caractéristiques

Concentration:	0 - 2,0 mg/L Cl ₂
Description:	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore PB, DPD
Instrument:	Inclut les valeurs pour tous les instruments
Nom de la méthode:	DPD
Paramètres:	Chlore
Volume / taille du carton:	Kit de 4 fioles