



Be Right™



## Sachets de poudre réactif Nitrite

Réf. produit:

181369

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Livraison en 2 semaines



Réactif en poudre dans des sachets scellés pour la détermination du Nitrite, gamme haute (jusqu'à 250 mg/l NO<sub>2</sub>).

Pour la détermination des nitrites de gamme haute par la méthode du sulfate ferreux. Taille de l'échantillon: 5 ml. Vendu par paquet de 100 sachets.

---

### Caractéristiques

Nom de la méthode:

Sulfate ferreux

Plateforme:

Sachets de poudre

Volume / taille du carton:

100 pqt