



Sachets de poudre de réactif pour le bore, 0,2-14,0 mg/l B

Réf. produit:

1417099

Dangereux

EUR Prix:

Nous contacter

Livraison en 2 semaines



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination de bore à l'aide de la méthode au carmin Paquet de 100

pour la détermination du Bore par méthode Carmin

Caractéristiques

Instrument:	Sauf DR/800, PC II
Nom de la méthode:	Carmin
Nombre de tests:	100
Note de pied de page:	* En règle générale, le DR 5000 propose les mêmes méthodes que le DR/4000. Le DR 2800 propose les mêmes méthodes que le DR 2700, le DR/2500 et le DR/2400. Il existe toutefois certaines exceptions.
Numéro de méthode:	8015
Paramètres:	Bore
Plage de mesure:	0,2 - 14,0 mg/L B
Volume / taille du carton:	100 paquet