



Be Right™



Eau désionisée et déminéralisée, 4 L

Réf. produit: 27256
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Eau déminéralisée type 2

Conductance spécifique: $\leq 1 \mu\text{S} / \text{cm}$,

Silice (SiO_2): $\leq 30 \mu\text{g} / \text{L}$,

Chlorure: $\leq 20 \mu\text{g} / \text{L}$,

Dureté: Négatif,

La consommation de KMnO_4 : Negative

Caractéristiques

Intervalle d'entretien:	60 mois depuis la date de production
Plateforme:	Solution
Volume / taille du carton:	4 L