



Be Right™



Fioles de réactif de test pour le glycol 3, paquet de 25

Réf. produit: 2183825
EUR Prix: Nous contacter
Demander un délai de livraison

Fioles de réactif pour la détection de la présence/absence de glycols à l'aide d'un kit de test visuel. Paquet de 25.

Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

Caractéristiques

Nombre de tests:	25
Paramètres:	Glycol
Volume / taille du carton:	25 pqt