



Be Right™



Étalon de contrôle qualité de la dureté dans l'eau potable, plage basse, 500 mL

Réf. produit: 2833749
EUR Prix: Nous contacter
Livraison en 1 semaine

Prêt à l'emploi, aucune dilution requise. Mélange d'étalon comprenant : cuivre : 1 mg/L Cu ; fer : 0,3 mg/L Fe ; manganèse : 0,1 mg/L Mn.
Flacon de 500 mL.

Caractéristiques

Concentration: Fer : 0,3 mg/L Fe
Description: Étalon de contrôle qualité à paramètres multiples pour les métaux dans l'eau potable (plage basse)
Plateforme: Solution