



Be Right™



Bécher, Griffin, forme basse, verre, 250 mL

Réf. produit:	50046H
EUR Prix:	Nous contacter
Disponible	

Les béchers de Griffin (forme basse) sont des instruments standard dans un grand nombre d'applications de laboratoire. Les graduations sont imprimées par sérigraphie haute qualité. Un ressaut arrondi et un bec verseur moulé limitent les risques de déversement lors des transferts de liquides. Autoclavable, non toxique et biologique

Caractéristiques

Capacité:	250 mL
Matériau:	Verre
Matériel:	Glass, Griffin, Low Form
Unités:	pièce