



Be Right™



Electrode de référence Sension+ 5240 à usage général, capuchon vissé S7.

Réf. produit: LZW5240.97.0002
EUR Prix: Nous contacter
Disponible

Electrode de référence 5240 à usage général avec référence Ag/AgCl encapsulée, électrolyte KCl 3M, diaphragme en céramique, corps en verre, capuchon vissé S7.

Grande stabilité et longue durée de vie
Système de référence Ag/AgCl encapsulé

Caractéristiques

Connecteurs:	Screw cap S7
Dimensions (D x L):	12 mm x 120 mm
Jonction de sonde:	Céramique
Longueur:	120 mm
Matériel:	Corps du capteur : verre
Paramètres:	Référence
Particularité:	Référence encapsulée assurant une grande stabilité et une longue durée de vie.
Plage de température:	0 à 100 °C
Solution de remplissage:	LZW9500.99 KCl 3M
Type:	Lab
Type de sonde:	Référence de laboratoire