



Be Right™



## Electrode en argent Sension+ 5260 pour titrages argentométriques, capuchon vissé S7.

**Réf. produit:** LZW5260.97.0002  
**EUR Prix:** Nous contacter  
**Disponible**

Electrode en argent 5240 pour titrages argentométriques avec référence Ag/AgCl encapsulée, électrolyte KNO<sub>3</sub> 1M, diaphragme en céramique, corps en verre, capuchon vissé S7.

### Grande stabilité et longue durée de vie

Système de référence Ag/AgCl encapsulé

---

## Caractéristiques

Connecteurs:	Screw cap S7
Dimensions (D x L):	12 mm x 130 mm
Jonction de sonde:	Céramique
Longueur:	130 mm
Matériel:	Corps du capteur : verre
Paramètres:	ORP
Particularité:	Référence encapsulée assurant une grande stabilité et une longue durée de vie.
Plage de mesure:	± 2000 mV
Plage de température:	0 à 80 °C
Solution de remplissage:	LZW9521.99 KNO <sub>3</sub> 1M
Type:	Lab
Type de capteur:	Argent
Type de sonde:	Référence de laboratoire