



Be Right™



Kit de séparation du calcium

Réf. produit:

LCW903

EUR Prix:

Nous contacter

Disponible

Dangereux



pour la suppression des ions calcium et/ou magnésium interférents (jusqu'à 5 000 mg/l) avant la détermination de cadmium à l'aide du test en cuve.

Caractéristiques

Conditions de stockage:

15 - 25 °C

Intervalle d'entretien:

48 mois depuis la date de production

Nom de la méthode:

Molecular sieve and filtration

Nombre de tests:

24

Paramètres:

Pour la détermination de cadmium