



**Be Right™**



## **Kit de tubes CL17sc (préassemblé)**

<b>Réf. produit:</b>	<b>8560400</b>
EUR Prix:	Nous contacter
Livraison en 2 semaines	

Le kit de tubes CL17sc inclut un faisceau de tubes préassemblé, un agitateur magnétique et des instructions d'utilisation. Cette conception permet de changer les tubes en quelques minutes seulement.

---

### **Caractéristiques**

Plage de mesure: N/A

---

### **Contenu de la boîte**

Pre-assembled tubing harness, magnetic stir bar, and user instructions.